

BD Vacutainer® Eclipse™

Emniyetli Kan Alma İğnesi



Helping all people
live healthy lives

**İğne batmalarını
azaltmanın en
emniyetli ve kolay yolu**

BD Eclipse™

İğne batmalarını azaltmanın güvenli ve basit yolu

BD Diagnostics, Preanalytical Systems

BD Eclipse™ emniyetli iğne uçlarının faydaları:

- Kullanmakta olduğunuz kan alma tekniğinin değiştirilmesine gerek duyulmaz;
- İğne ucu halen kullanılmakta olan tüm Vacutainer® markalı ürünlerle (holder ve tüpler dâhil) uyumludur;
- İğne ucundaki eğim ile emniyet kapağı aynı hizadadır.



Pembe renkli emniyet kapağı aktif duruma getirildiği anda iğne ucu etkisiz kalır. Bu işlem:

- Anında aktivasyon;
- İğne ucu damardan çekilir çekilmez;
- Sürekli bir harekette;
- Kullanıcının tam görme alanı içerisinde;
- Tek el tekniği ile;
- İlave aksesuar gerektirmeden gerçekleşir.



Entegre emniyet gereci:

- Bu emniyet kapağı sisteme entegre olup iğne ucunun bir aksesuarı değildir.
- Kapağın aktivasyonu gözle ve "Klik" sesi işitilerek teyit edilebilir.
- Çift kilitleme mekanizması güvenlik sağlar.

Görsel işaret, kullanıcının iğne ucunu görmesini sağlar ve emniyet kapağının aktif hale geldiğini gösterir. "Klik" sesi iğne ucunun etkisiz duruma getirildiğini güvence eder.



Kat. Num.	Ürün Açıklaması	Ebat	Renk	Ambalaj
368609	Kan alma için entegre emniyet kapaklı Eclipse™ iğne	21G 1¼" (0,8 mm x 32 mm)	Yeşil	480
368610	Kan alma için entegre emniyet kapaklı Eclipse™ iğne	22G 1¼" (0,7 mm x 32 mm)	Siyah	480

Lütfen Dikkat: Bu sistem sadece uygun eğitimi almış sağlık çalışanları tarafından kullanılmalıdır. Kullanmadan önce ambalajın üzerindeki tüm talimatları lütfen okuyunuz. Tüm biyolojik numuneleri ve kan alma "iğnelerini" kurumunuzun politikaları ve usüllerine uygun olarak kullanınız.



BD Diagnostics, Preanalytical Systems
Büyükdere Cad. Üçyol Mevkii
Noramin İş Merkezi No.55 K.1/105
34398 Maslak - İstanbul
Tel : +90 212 328 27 20
Fax : +90 212 328 27 30
www.bd.com